

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: MANTA HOSPITALARIA ALERTA DE CAÍDA.

MODELO: SHS-300M (Cama) / SHS-300Mi (Silla)

DESCRIPCIÓN:



La Manta Hospitalaria SYSCALL permite alertar al personal médico cuando un paciente ha sufrido una caída desde su cama o silla de ruedas o levantado sin autorización de su lugar de reposo.

Fabricada con materiales inertes y lavables, es ideal para su uso en camas de hospitalización y/o sillas de ruedas para el cuidado de pacientes críticos, cuidado de pacientes postrados y/o tercera edad.

Adicionalmente el controlador SHS-300* permite al paciente llamar directamente a enfermeras o asistentes ante una emergencia o necesidad de ayuda.

Compatible con todos los receptores Syscall*, pudiendo recibir la alerta mediante Baliza LED de habitación, pantallas receptoras en la central de enfermería ó relojes localizadores para alertar al personal de asistencia aún en movimiento**.



Ejemplo Manta tipo Cama



Controlador SHS-300*

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con material lavable y durable con protección contra derrame de líquidos. (100% Poliéster 100% y PVC libre de toxinas de alta calidad).
- Disponible en 2 tamaños diseñados para su uso en cama ó silla de ruedas.
- Cable de 1mt. de largo para conexión a Controlador SHS-300* que permite un alcance de señal de hasta 100 metros al aire libre***.
- Ajuste de fábrica del tiempo de retardo para evitar activaciones accidentales, tiempos de alerta y nivel de sonido del Controlador SHS-300*.
- Controlador SHS-300* ofrece botón de llamado y cancelación y batería de litio recargable de alta duración (1100mAH).
- Base de carga de hasta 5 controladores*.
- Compatible con todos los receptores Syscall.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	SHS-300M Manta tipo Cama.	SHS-300Mi Manta tipo silla de ruedas.	SHS-300 Controlador
Dimensiones	610mm. x 870mm.	380mm. x 380mm.	140mm. x 50mm. x 30mm.
Color	Azul	Azul.	Gris.
Peso	700gr.	350gr.	150gr.
Materialidad	100% Poliéster + PVC	100% Poliéster + PVC	ABS
Frecuencia	FSK 433,42 MHz.	FSK 433,42 MHz.	FSK 433,42 MHz.
Alcance de señal	No Aplica. No Aplica.		Hasta 100 metros al aire libre***.
Tipo de Antena	No Aplica.		Externa tipo Helicoidal
Tipo de Batería	No Aplica.		Interna de polímero de litio 1100mAH.
Duración de la Batería	No Aplica.		Hasta 3 meses Stand - By Hasta 1 mes con 100 llamadas.
País de Fabricación	Corea del Sur.		

* Requiere de un controlador SHS-300 NO INCLUIDO.
Otros accesorios como base de carga, cables de comunicación y receptores Syscall se venden por separado.

** Requiere de Antenas repetidoras para cubrir el alcance en los lugares donde circula el personal de asistencia.

*** Alcance indicado considera como receptor las pantallas serie SRA.
La señal se puede ver disminuida por materiales y topología de construcción.
Señal ampliable con antenas repetidoras Syscall.

Cómo adquirir el sistema:

- 1.- Seleccione el tipo de manta: SHS-300M (Tipo cama) ó SHS-300Mi (Tipo silla de ruedas)
- 2.- Agregar un controlador SHS-300 por cada manta.
- 3.- Agregar una base de carga SHS-300_5C por cada 5 controladores.
- 4.- De ser necesario, seleccionar los receptores Syscall deseados para el Sistema (Luces de alerta, Relojes localizadores y/o pantallas receptoras.
Ver opciones en <https://syscallchile.cl/productos-syscall/>